


RED connect Videosprechstunde

## Funktionsübersicht



Funktionen während der

# RED connect Videosprechstunde



- 1 Hier sehen Sie sich bzw. das Bild Ihrer eigenen Kamera.
- 2 Hier sehen Sie den Namen ihres Gesprächspartners.
- 3 Von links nach rechts stehen Ihnen hier folgende Funktionen zur Verfügung:
  - Mit der Kamera-Schaltfläche können Sie Ihre Kamera deaktivieren und durch erneutes Anklicken wieder aktivieren.
  - Mit der Mikrophon-Schaltfläche können Sie Ihr Mikrophon stumm schalten und durch erneutes Anklicken wieder aktivieren.
  - Mit der Vollbild-Schaltfläche sehen Sie Ihren Gesprächspartner im Vollbildmodus. Ihr eigenes Bild wird dann ausgeblendet.
  - Mit der roten Telefonhörer-Schaltfläche verlassen Sie die Videosprechstunde.
- 4 Hier sehen Sie Ihren Gesprächspartner, sobald dieser der Videosprechstunde beitrifft.
- 5 Die Teilnehmerliste der aktuellen Videosprechstunde wird Ihnen hier angezeigt.