

# RED Connect Videosprechstunde

## Bedienungsanleitung

### Nach dem Login

Sollten Sie der erste sein, der sich zur Videosprechstunde einloggt, sehen Sie oben links bereits Ihr Bild, in der Mitte erscheint aber zunächst ein "Bitte warten" Hinweis, der erst verschwindet, wenn sich auch der zweite Teilnehmer eingeloggt hat. Es erscheint dann automatisch das Bild des anderen Teilnehmers und sie können mit der Videosprechstunde beginnen.

Sollten Sie sich als zweiter Teilnehmer einloggen, entfällt der o. g. WarteHinweis und sie sehen das Videobild des anderen Teilnehmers direkt. Auch in diesem Fall können Sie sofort mit der Videosprechstunde beginnen.

### Während der Videosprechstunde

Während der Videosprechstunde haben sie folgende funktionale Möglichkeiten:

- **Impressum**  
Sie können durch einen Klick auf den entsprechenden Link, das Impressum aufrufen.
- **Datenschutzerklärung**  
Sie können durch einen Klick auf den entsprechenden Link, das die Datenschutzerklärung aufrufen.
- **Bedienungsanleitung**  
Sie können durch einen Klick auf den entsprechenden Link, diese Bedienungsanleitung aufrufen.
- **Bild ausschalten**  
Sie können durch einen Klick auf das Kamera-Symbol Ihr Videobild ausschalten. Durch einen weiteren Klick wird das Bild wieder eingeschaltet. Die Anzeige des Bildes Ihres Gesprächspartners wird dadurch nicht beeinflusst.
- **Mikrofon ausschalten**  
Sie können durch einen Klick auf das Mikrofon-Symbol Ihr Mikrofon stummschalten. Durch einen weiteren Klick wird das Mikrofon wieder eingeschaltet. Die Übertragung des Tones Ihres Gesprächspartners wird dadurch nicht beeinflusst.
- **Gespräch beenden**  
Sie können das Gespräch jederzeit beenden, indem Sie den ganzen Browser oder den Browser-Tab schließen. Alternativ können Sie auf das Telefonhörer-Symbol klicken.